


A 14/1
Couvercle
pour fixer les charges fragiles.



- Couvercle en inox
- Découpe 8 x 8 mm, entretoise 3 mm
- Couvre la moitié d'un complément AK 12/1

Code EAN: 4002516340126 / Numéro de matériel: 11131560 /
Ancien Numéro de matériel: 69746003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Couvercle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 3/4 (19) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	8 3/16 (207) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	8 7/8 (224) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 9/16 (65)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 1/2 (240)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 7/8 (250)
Poids net en kg	1 (0,20)
Poids brut en kg	1 (0,35)