

AK 12/1  
Complément  
pour divers ustensiles.



- Convient par ex. pour béchers, entonnoirs et tire-lait
- Avec poignées flexibles

Code EAN: 4002516343714 / Numéro de matériel: 11131690 /  
Ancien Numéro de matériel: 69501204D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les béchers	•
Complément/module pour la verrerie à col large	•
Autre complément	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	122
Dimension extérieure, largeur nette en mm	224
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	434
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 15/16 (125)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 11/16 (245)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	17 3/4 (450)
Poids net en kg	2 (0,65)
Poids brut en kg	3 (1,07)