

APLW 096 Panier supérieur Pour la prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire à col large.



Surface utile: 485 x 450 mmHauteur de chargement 220 mm

• Avec bras de lavage intégré

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 7/8 (350)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/4 (562)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/4 (615)
Differsion exteneure, profondedi bidte en min	
Poids net en kg	10 (4,29)

Code EAN: 4002516130796 / Numéro de matériel: 11149030 /