

TT 86

Chariots de transfert

Pour charger et décharger les laveurs-désinfecteurs et laveurs de laboratoire.



- Équipé de 4 roulettes, immobilisables
- Manipulation simple et agréable via la barre-poignée ergonomique
- Équipé d'un bac collecteur amovible
- Réglable sur différentes hauteurs
- Pour le nettoyage de stations de lavage de chariots conteneurs

Code EAN: 4002516147725 / Numéro de matériel: 11178960 / Ancien Numéro de matériel: 69200115D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de rangement/transport	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	911
Dimension extérieure, largeur nette en mm	693
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	990
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	44 1/2 (1130)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	31 1/2 (800)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	47 1/4 (1200)
Poids net en kg	49 (22,20)
Poids brut en kg	91 (41,00)