

A 850
Grille de retenue
Pour les modules à injection A 620.



- Répartition : 2 x 5 champs
- Utilisable sur le module à injection A 620
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Fait partie du système SimpleLoad

Code EAN: 4002516200703 / Numéro de matériel: 11236630 /
Ancien Numéro de matériel: 69685000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	10
Largeur de compartiment en mm	4 1/2 (114)
Longueur de compartiment en mm	4 3/8 (110)
Fait partie du système SimpleLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	5 13/16 (147) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	9 5/8 (244) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	22 13/16 (578) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 3/8 (135)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	11 1/4 (285)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	23 1/16 (585)
Poids net en kg	2 (0,55)
Poids brut en kg	3 (0,95)