

A 852

Grille de retenue

Pour les modules à injection A 622.



- Répartition : 4 x 9 champs
- Utilisable sur le module à injection A 622
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Fait partie du système SimpleLoad

Code EAN: 4002516201922 / Numéro de matériel: 11236650 /
Ancien Numéro de matériel: 69685200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris, Noir
Nombre de compléments	36
Largeur de compartiment en mm	2 3/8 (59)
Longueur de compartiment en mm	2 5/16 (58)
Fait partie du système SimpleLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	3 (76) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	10 1/8 (256) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	22 3/16 (562) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 (75)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	13 (330)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	26 13/16 (680)
Poids net en kg	2 (0,61)
Poids brut en kg	3 (0,99)