

E 319/4

Tamis

pour protéger contre les salissures par des étiquettes ou des éclats de verre.



- Tamis retenant les gros résidus
- Évite la salissure par les étiquettes de verrerie de laboratoire
- Empêche les salissures causées par les éclats de verre brisé

Code EAN: 4002516207429 / Numéro de matériel: 11237950 / Ancien Numéro de matériel: 69531905D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	57
Dimension extérieure, largeur nette en mm	455
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	513
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 9/16 (90)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	18 3/4 (475)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	20 11/16 (525)
Poids net en kg	6 (2,37)
Poids brut en kg	7 (2,98)