

A 12/2

Complément

pour laver en douceur les charges sensibles par interruption du jet de lavage.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et le panier supérieur
- Couvre la moitié de la surface de chargement d'un panier
- Pas utilisable dans PG 8536

Code EAN: 4002516237068 / Numéro de matériel: 11238030 /
Ancien Numéro de matériel: 69501205D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Support	•
Cadre inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	9 3/8 (237) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	17 11/16 (448) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 9/16 (14) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 9/16 (65)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	10 1/16 (255)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 3/4 (475)
Poids net en kg	1 (0,39)
Poids brut en kg	2 (0,57)