


A 11/2

Complément

pour laver en douceur les charges sensibles par interruption du jet de lavage.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et le panier supérieur

Code EAN: 4002516340119 / Numéro de matériel: 11239130 /
Ancien Numéro de matériel: 69501103D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Support	•
Cadre inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1
Dimension extérieure, largeur nette en mm	476
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	443
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 7/8 (70)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	20 (505)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	17 (430)
Poids net en kg	2 (0,71)
Poids brut en kg	3 (1,08)