


A 11/2

Complément

pour laver en douceur les charges sensibles par interruption du jet de lavage.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et le panier supérieur
- Pas utilisable dans PG 8536

Code EAN: 4002516340119 / Numéro de matériel: 11239130 /

Ancien Numéro de matériel: 69501103D

Famille produit	
Laveurs pour verrerie, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Support	•
Cadre inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 1/16 (1)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	18 3/4 (476)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	17 1/2 (443)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	2 13/16 (70)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	19 15/16 (505)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	16 15/16 (430)
Poids net en lb (kg)	2 (0,71)
Poids brut en lb (kg)	3 (1,08)