

LDTT 86

Bouteille de récupération

Avec grille de support pour recueillir le liquide qui s'égoutte du TT 86.



Image
in progress

- Montage sous le bac collecteur

Code EAN: 4002516271864 / Numéro de matériel: 11293740 /
Ancien Numéro de matériel: 69200120D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	4 13/16 (121) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	5 1/8 (130) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	5 13/16 (147) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 9/16 (140)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	11 5/8 (295)
Poids net en kg	1 (0,41)
Poids brut en kg	2 (0,56)