


A 321  
Complément  
pour divers ustensiles.



- Convient par ex. pour béciers, entonneurs et tire-lait
- Avec poignées flexibles

Code EAN: 4002516237099 / Numéro de matériel: 11309380 /  
Ancien Numéro de matériel: 69632100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les béciers	•
Complément/module pour la verrerie à col large	•
Autre complément	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	3 1/4 (81) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	9 1/2 (240) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	21 1/2 (545) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 9/16 (90)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	10 1/16 (255)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	23 1/16 (585)
Poids net en kg	2 (0,76)
Poids brut en kg	3 (0,99)