

PR 900

Imprimante intégrée

Pour imprimer des protocoles de traitement.



- Imprimante thermique avec une largeur de papier de 60 mm
- Peut s'intégrer côté déchargement sur le modèle à deux portes

Code EAN: 4002516362081 / Numéro de matériel: 11491220 / Ancien Numéro de matériel: 69247004D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Caractéristiques produit	
Couleur	Noir
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	37 7/16 (950) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	3 1/16 (77) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	2 3/4 (69) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 15/16 (125)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	39 3/8 (1000)
Poids net en kg	7 (2,87)
Poids brut en kg	8 (3,59)