

DOS K 85 flex

Module de dosage pour bidon de 5 à 10 l

Pour le dosage automatique de produits liquides, avec indication de niveau vide.



- Surveillance du dosage : sécurité élevée selon DIN EN ISO 15883
- Pour le dosage de détergents/ produits de neutralisation liquides
- Lance d'aspi. 13 7/8 (352) in (mm) mm pour réservoir 5–10 l avec fermeture flexible
- Kit transfo. lance d'aspi. réservoir 10–30 l dispo. auprès du SAV

Code EAN: 4002516365280 / Numéro de matériel: 11498910 / Ancien Numéro de matériel: 69747052USA

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques produit	
Taux d'extraction en ml/60 secondes	55
Longueur de la canne d'aspiration en mm	13 7/8 (352)
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	1
Conducteur neutre	N
CA/CC	AC
Tension en V	200-240
Fréquence en Hz	60
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	6 3/8 (160)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 7/8 (198)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 7/8 (478)
Poids net en kg	5 (2,21)
Poids brut en kg	6 (2,43)
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•