

RF MF27/28

Adaptateur

pour utiliser chariot transfert MF 27/28 avec série d'appareils PLW 8615/16/17.



**Image
in progress**

- Élément de déclenchement à ajouter pour chariot de transfert MF 27/28
- Le montage doit être confié à un technicien SAV
- 2 pièces nécessaires pour les appareils PLW 8616 à 2 portes

Code EAN: 4002516352471 / Numéro de matériel: 11499280 /
Ancien Numéro de matériel: 69249201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Adaptateur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	6 3/4 (170)
Poids net en kg	1 (0,25)
Poids brut en kg	1 (0,25)