

ATT 86

Chariot de transport, automatique
pour (dé)charger des laveurs grande cuve, réglage électrique de la hauteur.



- Permet un travail ergonomique
- Réglable électriquement en hauteur en continu
- Avec en plus 3 hauteurs fixes au choix mémorisables
- Utilisation flexible grâce à la batterie puissante
- Équipé d'un bac collecteur amovible
- Batterie comprise, le chargeur doit être commandé séparément

Code EAN: 4002516463030 / Numéro de matériel: 11621520 /
Ancien Numéro de matériel: 69200116D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Caoutchouc, Plastique
Couleur	Inox, Gris
Réglable en hauteur	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	36 3/8 (923) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	26 1/8 (662) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	45 9/16 (1156) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	50 (1270)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	32 3/16 (816)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	48 11/16 (1236)
Poids net en kg	235 (106,20)
Poids brut en kg	270 (122,20)
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
Directive RoHS	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Protection contre les projections d'eau IPX5	•
GS	•
TÜV	•