

A 814/1

Enregistrement

pour le traitement optimal des pointes d'Air Scaler et Piezo Scaler.



- Utilisation dans paniers supérieurs A 105/1, O 177/1 et APWD 061
- Quel que soit le fabricant, pour différentes pointes
- Possibilité d'utiliser plusieurs supports avec A 813/1
- Utilisation possible ds laveurs-désinfecteurs PWD 8531+ PWD 8532

Code EAN: 4002516428558 / Numéro de matériel: 11691870 /
Ancien Numéro de matériel: 68681401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Logement	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Pointes à ultrasons [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 15/16 (48)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 7/8 (22)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	4 3/4 (120)
Poids net en lb (kg)	2 (0,76)
Poids brut en lb (kg)	3 (0,90)