

A 865

Enregistrement

pour la prise en charge optimale des seringues multifonctions et 3F.



- Utilisable dans le panier supérieur A 105/1 et le module A 315
- Compatible avec les seringues de nombreux fabricants

Code EAN: 4002516413752 / Numéro de matériel: 11709860 /
Ancien Numéro de matériel: 69686500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Logement	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	4 13/16 (121)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	1 1/8 (28)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	4 5/16 (108)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	4 5/8 (117)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	12 1/16 (305)
Poids net en lb (kg)	1 (0,30)
Poids brut en lb (kg)	3 (0,93)