

A 317
Complément
pour la prise en charge optimale de 6 paniers à mailles.



- Équipé de 7 supports (6 compartiments)
- Inclinaison réglable pour différentes gammes d'appareils

Code EAN: 4002516413875 / Numéro de matériel: 11710110 /
Ancien Numéro de matériel: 68631700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Complément pour les plaques/plateaux	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	6
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Capacité	
Plateaux [nombre]	6
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	5 5/8 (142)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	6 1/8 (154)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	18 5/16 (465)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	8 11/16 (220)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	8 1/8 (205)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 1/8 (510)
Poids net en lb (kg)	2 (0,83)
Poids brut en lb (kg)	6 (2,43)