

APFD 210

Panier

pour loger parfaitement jusqu'à 16 bouteilles et d'autres récipients creux.



- Avec support d'appareil de mesure de la conductivité ou du débit
- Casier standard facile à remplacer par un casier à bouteilles
- Traitement hygiénique grâce à des buses d'injection séparées
- Hauteur max. des pièces 275 mm, diamètre 12–95 mm
- Utilisable dans tous les lave-vaisselle à eau renouvelée de Miele

Code EAN: 4002516464808 / Numéro de matériel: 11717360 / Ancien Numéro de matériel: 67021001D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
<b>Accessoires</b>	
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier pour bouteilles et autres pièces creuses	•
<b>Capacité</b>	
Bouteilles [nombre]	16
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	7 7/8 (200) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	19 11/16 (500) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	19 11/16 (500) in (mm)

APFD 210

Panier

pour loger parfaitement jusqu'à 16 bouteilles et d'autres récipients creux.



Code EAN: 4002516464808 / Numéro de matériel: 11717360 /

Ancien Numéro de matériel: 67021001D

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	11 7/16 (290)
---	---------------

Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/16 (560)
---	---------------

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 1/8 (535)
--	--------------

Poids net en kg	11 (4,75)
-----------------	-----------

Poids brut en kg	13 (5,74)
------------------	-----------