

A 830/1

Complément

pour la prise en charge optimale des extrémités de miroirs buccaux démontables.



- Pour une utilisation dans les compléments E 337/1 et E 802/1
- 3 compartiments Ø 8 mm, 14 comp. 10 x 19 mm, 2 comp. 8 x 19 mm
- Poignées des miroirs buccaux à placer dans les compléments
- Convient pour les miroirs buccaux ≥ 3

Code EAN: 4002516429203 / Numéro de matériel: 11729480 / Ancien Numéro de matériel: 68683001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Nombre de compléments	16
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 9/16 (14) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1 15/16 (49) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	6 5/16 (159) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 11/16 (67)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 1/16 (230)
Poids net en kg	1 (0,02)
Poids brut en kg	1 (0,02)