

A 813/1

Adaptateur

pour un traitement optimal des instruments rotatifs avec spray externe.



- À utiliser dans le panier supérieur A 105/1 et le panier APWD 061
- En 2 parties, composé d'une partie sup. et inf. avec accessoire

Code EAN: 4002516432555 / Numéro de matériel: 11763880 /
Ancien Numéro de matériel: 68681301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Instruments rotatifs [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	120
Dimension extérieure, largeur nette en mm	120
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	300
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 5/16 (108)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4 5/8 (117)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	12 1/16 (305)
Poids net en kg	1 (0,19)
Poids brut en kg	3 (1,00)
Paquet d'accessoires	
E 362 Vis d'obturation [nombre]	3
Injecteur avec flexible en silicone [nombre]	4