


APLW 098

Panier supérieur

Avec 36 raccords pour buses d'injection.



- Buses d'injection non fournies dans la livraison
- Hauteur de chargement : 160 mm
- Utilisable avec les paniers inférieurs APLW 095 et APLW 097

Code EAN: 4002516430216 / Numéro de matériel: 11764840 /
Ancien Numéro de matériel: 69309800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	36
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	21 3/4 (550)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	23 5/8 (600)
Poids net en kg	10 (4,32)
Poids brut en kg	14 (6,12)