

CK DIN 51
Clé à bidon
pour ouvrir facilement les bidons ProCare de 5, 10 et 20 l.

Code EAN: 4002516480839 / Numéro de matériel: 11851600 /
Ancien Numéro de matériel: 66990002EU1



Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1 1/8 (27)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	8 13/16 (223)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	3 3/8 (85)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 3/16 (55)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 7/8 (250)
Poids brut en kg	0 (0)