


APLW 511

Chariot

sans niveau pour le nettoyage des verres/ustensiles de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et paniers à mailles
- Selon la hauteur, il est possible d'utiliser jusqu'à 9 modules
- Barres et supports partiellement extractibles

Code EAN: 4002516525974 / Numéro de matériel: 11852850 /
Ancien Numéro de matériel: 69650300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Chariot avec modules complémentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Fait partie du système SimpleLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	21 1/16 (534)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 1/16 (636)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	31 1/2 (800)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	28 3/8 (720)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	33 7/8 (860)
Poids net en lb (kg)	45 (20,16)
Poids brut en lb (kg)	69 (31,20)