

APLW 215

Module à injection

pour loger parfaitement de très grandes bouteilles en plastique de 50 l max.



- Utilisable dans le niveau 1
- Équipé d'un gicleur spécial
- Équipé d'un cadre de maintien
- Ø max. du flacon : 380 mm
- Hauteur du flacon : 560–620 mm
- Diamètre du col du flacon : 30 mm min. intérieur, 80 mm max. extérieur

Code EAN: 4002516525981 / Numéro de matériel: 11853940 /

Ancien Numéro de matériel: 69621500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 7111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément/autre module	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie de laboratoire grand volume [nombre]	1
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	22 1/4 (565)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	18 1/2 (469)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/4 (526)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	23 1/4 (590)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 1/2 (520)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Poids net en lb (kg)	9 (3,84)
Poids brut en lb (kg)	12 (5,14)