

APLW 107

Panier

réglable en hauteur, pour la prise en charge optimale des compléments.



- Utilisable dans les niveaux 2 à 4
- Ouvert en façade
- Pour la prise en charge optimale de compléments
- Avec bras de lavage intégré
- Dimensions chargem. variables selon position et paniers utilisés

Code EAN: 4002516525998 / Numéro de matériel: 11854290 /
Ancien Numéro de matériel: 69610700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Réglable en hauteur	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	6 (151)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	22 1/16 (559)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 7/16 (594)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	22 11/16 (575)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Poids net en lb (kg)	8 (3,39)
Poids brut en lb (kg)	12 (5,01)