


APLW 152

Panier

pour la prise en charge de divers compléments.



- Utilisable dans le niveau 1
- Hauteur de chargement variable selon les paniers utilisés
- Dimensions de chargement : largeur 507 mm, profondeur 545 mm

Code EAN: 4002516526001 / Numéro de matériel: 11854310 / Ancien Numéro de matériel: 69615200D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 7111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	22 1/16 (559)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	22 3/8 (568)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	22 1/2 (570)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	24 5/8 (625)
Poids net en lb (kg)	6 (2,33)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,41)