


APLW 106

Panier

pour le traitement optimal des modules à injection ou des compléments.



- Utilisable dans les niveaux 1 à 4
- Panier avec deux couplages de module
- Pour prise en charge de 2 modules à injection ou compléments max.
- Fermeture automatique du couplage en cas de non-utilisation
- Dimensions chargem. variables selon position et paniers utilisés

Code EAN: 4002516524717 / Numéro de matériel: 11854610 /
Ancien Numéro de matériel: 69610600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Panier avec modules complémentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Fait partie du système SimpleLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	6 (151)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	22 1/16 (559)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	24 1/2 (621)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 15/16 (175)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	22 1/2 (570)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	24 13/16 (630)
Poids net en lb (kg)	7 (3,05)
Poids brut en lb (kg)	9 (3,75)