

APLW DS7111

Kit d'équipement ultérieur

Dosage liquide pour ajout ultérieur d'une troisième pompe de dosage au PLW7111.



- À faire installer plus tard par le SAV
- Pour utilisation de produits chimiques supplémentaires
- Deux kits d'adaptation peuvent être montés au maximum

Code EAN: 4002516648697 / Numéro de matériel: 11993930 /

Ancien Numéro de matériel: 69242001D

Famille produit	
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Accessoires	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Système de dosage	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Vert, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Traitement des appareils respiratoires	•
Traitement des masques respiratoires	•
Traitement des supports de respirateur à air comprimé	•
Traitement de bouteilles d'air comprimé	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Poids net en lb (kg)	1 (0,42)
Poids brut en lb (kg)	2 (0,64)