

APWD 325

Complément

pour le trait. des tuyaux de syst. dentaires de sédation au protoxyde d'azote.



- Traitement simultané possible jusqu'à 5 jeux de tuyaux doubles.
- Avec jeu d'adaptateur pour connexion sûre au système à injecteur
- Nettoyage interne/externe et séchage efficaces des tuyaux
- Trait. parallèle masques patient dans compl. à m. E 146 poss.
- Maintien de la grande capacité pour autres instruments p. charge

Code EAN: 4002516610908 / Numéro de matériel: 12036420 /

Ancien Numéro de matériel: 68632500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement de divers ustensiles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Silicone
Couleur	Inox, Gris
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	5 1/4 (132)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	12 13/16 (324)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	14 15/16 (379)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	13 1/4 (335)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	15 (380)
Poids net en lb (kg)	5 (2,23)
Poids brut en lb (kg)	6 (2,62)