

APWD 328

Complément

kit d'extension pour le traitement des systèmes dentaires au protoxyde d'azote.



- Capacité étendue jusqu'à un total de 5 jeux de tuyaux doubles
- 5 tôles à clip et pivotantes

Code EAN: 4002516611028 / Numéro de matériel: 12036450 /

Ancien Numéro de matériel: 68632800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement de divers ustensiles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 1/16 (77)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	3 9/16 (90)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	4 3/8 (110)
Poids net en lb (kg)	1 (0,27)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,33)