


APWD 329
Complément
pour le traitement d'aspire-salive dentaires.



- Convient pour jusqu'à 80 aspire-salive dentaires
- 80 compartiments de 18 x 18 mm
- Largeur des mailles du fond 8 x 8 mm

Code EAN: 4002516596080 / Numéro de matériel: 12036470 /
Ancien Numéro de matériel: 69632900D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Aspirateurs [nombre]	80
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	8 13/16 (223)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	8 13/16 (223)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 1/2 (240)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	9 1/2 (240)
Poids net en lb (kg)	1 (0,58)
Poids brut en lb (kg)	2 (0,71)