

APFD 420
Panier à coutellerie
pour ranger la coutellerie.



- Convient pour le complément E 816
- 3 compartiments de 70 x 64 mm
- Poignée ergonomique, démontable

Code EAN: 4002516643968 / Numéro de matériel: 12118550 /
Ancien Numéro de matériel: 67042001D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les couverts	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Nombre de compléments	3
Utilisable dans le panier inférieur	U 890
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0

APFD 420
Panier à coutellerie
pour ranger la coutellerie.



Code EAN: 4002516643968 / Numéro de matériel: 12118550 /
Ancien Numéro de matériel: 67042001D

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	242
Dimension extérieure, largeur nette en mm	218
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	70
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 9/16 (140)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	5 15/16 (150)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	10 1/4 (260)
Poids net en kg	1 (0,09)
Poids brut en kg	1 (0,21)