

ProCare Dent 10 A - 5 l  
Détergent liquide, alcalin, 5 l  
pour le traitement optimal des instruments standards.



- Convient pour instruments standards (pas d'instruments rotatifs)
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Performance de nettoyage élevée
- Concentré liquide

Code EAN: 4029577143398 / Numéro de matériel: 12186660 /  
Ancien Numéro de matériel: 66912202EU1

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Utilisations possibles</b>	
Élimination du sang	Bien
Élimination des résidus organiques	Bien
<b>Recommandation de dosage</b>	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	3 ml/l (0,3 %)
Valeur en pH de la solution d'utilisation	11,3
<b>Princip. domaines utilisation</b>	
Cabinet dentaire	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Type de produit	Produit de nettoyage alcalin
Formation d'agréga	Concentré liquide
Composants	Phosphate
Sans agents oxydants	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection élevée des matériaux contre la corrosion	•
Sans tensioactifs	•
Convient pour les instruments standard	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	8 9/16 (217)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	5 5/8 (142)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	9 13/16 (248)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	5 15/16 (150)
Poids brut en kg	0,35 (10)
Capacité en ml	169,07 (5000) fl oz (US) (Milliliter)
<b>Conform., contrôles, indic.</b>	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•