

ProCare Dent 10 MA - 5 l

Détergent liquide, alcalin léger, 5 l

pour le traitement optimal des instruments standards et rotatifs.



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs.
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Protection élevée du matériel
- Concentré liquide

Code EAN: 4029577143428 / Numéro de matériel: 12186860 /

Ancien Numéro de matériel: 66913203EU1

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Utilisations possibles</b>	
Élimination du sang	Bien
Élimination des résidus organiques	Bien
<b>Recommandation de dosage</b>	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	3-5 ml/l (0,3-0,5 %)
Valeur en pH de la solution d'utilisation	10,6-10,7
<b>Princip. domaines utilisation</b>	
Cabinet dentaire	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Type de produit	Faib alc Produit de net.
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Enzyme, Tensioactifs anioniques, tensioactif non ionique
Convient pour les pièces à main et coudées	•
Excellente préservation des matériaux	•
Convient pour les instruments standard et les instruments rotatifs	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	8 9/16 (217)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	5 5/8 (142)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	9 13/16 (248)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	5 15/16 (150)
Poids brut en kg	0,18 (5)
Capacité en ml	169,07 (5000) fl oz (US) (Milliliter)
<b>Conform., contrôles, indic.</b>	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•