

ProCare Dent 11 A - 10 kg
Détergent en poudre, alcalin, 10 kg
pour le traitement optimal des instruments standards.



- Convient pour instruments standards (pas d'instruments rotatifs)
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Performance de nettoyage élevée
- Poudre

Code EAN: 4029577143442 / Numéro de matériel: 12186990 /
Ancien Numéro de matériel: 66911202EU1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	Bien
Élimination des résidus organiques	Bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	3 g/l (30 g/cycle)
Valeur en pH de la solution d'utilisation	11,1
Princip. domaines utilisation	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produit de nettoyage alcalin
Formation d'agrégats	Poudre
Composants	Phosphate, tensioactif non ionique
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection élevée des matériaux contre la corrosion	•
Convient pour les instruments standard	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	10 9/16 (268)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	10 7/16 (265)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	10 7/16 (265)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	11 1/16 (280)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	10 11/16 (270)
Capacité en g	352,73 (10000)
Poids brut en kg	0,35 (10)
Conform., contrôles, indic.	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•