

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]
Agent de rinçage, 1 l
avec bec verseur, pour le rinçage final de la charge.



- Pour un séchage amélioré et plus court
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Dosage facilité grâce au bec verseur de précision
- Concentré liquide

Code EAN: 4029577155117 / Numéro de matériel: 12187410 /
Ancien Numéro de matériel: 66917102EU1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	0,3 ml/l (0,03 %)
Valeur en pH de la solution d'utilisation	3,8
Petite ouverture comme bec verseur	•
Princip. domaines utilisation	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produit de rinçage.
Formation d'agréats	Concentré liquide
Composants	Méthylchloroisothiazolinone, Méthylisothiazolinone, Phosphonate, tensioactif non ionique
Convient pour les pièces à main et coudées	•
Améliore et raccourcit la durée du séchage	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	9 1/2 (241)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	4 3/16 (106)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	2 5/16 (58)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	9 11/16 (245)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2 3/8 (60)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/16 (105)
Poids brut en kg	0,04 (1)
Capacité en ml	33,81 (1000) fl oz (US) (Milliliter)
Conform., contrôles, indic.	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•