

APLW 875

Kit d'équipement ultérieur

pour montage ultérieur d'une pompe surpression à eau déminéralisée pr PLW 7111.



- Le montage est effectué par un technicien de service

Code EAN: 4002516792444 / Numéro de matériel: 12385630 /
Ancien Numéro de matériel: 69242005D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	4 7/8 (123)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	12 7/16 (315)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	19 15/16 (505)
Poids net en lb (kg)	5 (2,13)
Poids brut en lb (kg)	6 (2,45)