

APLW 891

Kit d'équipement ultérieur

module de mesure de la conductance à intégrer dans PLW 7111.



- Pour déterminer la conductance du bain lessiviel
- Le montage est réalisé par le service à la clientèle

Code EAN: 4002516779414 / Numéro de matériel: 12506460 /

Ancien Numéro de matériel: 69242013D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des masques respiratoires	•
Traitement des supports de respirateur à air comprimé	•
Traitement de bouteilles d'air comprimé	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 3/8 (85)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	5 15/16 (150)
Poids net en lb (kg)	2 (0,49)
Poids brut en lb (kg)	2 (0,56)