

A 315/1

Module

Pour améliorer la capacité et le traitement des instruments à corps creux.



- Augmentation capacité injecteurs de 22 à 44 pièces
- Utilisable dans tous les paniers inférieurs disponibles sur le marché A 151
- Tous adaptateurs dentaires/ORL et accessoires courants possibles
- Buses d'injection non fournies
- Tuyau de filtration 800 à utiliser dans une des barres à injection (non fourni)
- Dimensions chargement dans panier inf. A 151 : H 210 +/- 30, l 383, P 479 mm

Code EAN: 4002516881186 / Numéro de matériel: 12531630 /

Ancien Numéro de matériel: 69631501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments ORL	•
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Autre complément/autre module	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Capacité	
Instruments ORL [nombre]	22
Instruments rotatifs [nombre]	22
Aspirateurs [nombre]	22
Instruments avec lumen [nombre]	22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	4 11/16 (118)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	19 3/8 (492)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	19 13/16 (503)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 1/2 (165)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	19 15/16 (505)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Poids net en lb (kg)	6 (2,91)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,67)
Paquet d'accessoires	
A 838 Jeu de clés [nombre]	1