

APLW 895

Kit d'équipement ultérieur

refroidissement des eaux usées pour montage ultérieur dans le PLW 7111.



- Pour refroidissement des eaux usées pour canalisation sensible à la température
- L'installation est effectuée par le service à la clientèle

Code EAN: 4002516888062 / Numéro de matériel: 12616020 /

Ancien Numéro de matériel: 69242016D

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Famille produit</b>                            |                 |
| Laveurs de laboratoire SlimLine                   | •               |
| <b>Accessoires</b>                                |                 |
| PLW 7111  | •               |
| <b>Catégorie de produit</b>                       |                 |
| Jeu d'adaptation                                  | •               |
| <b>Caractéristiques produit</b>                   |                 |
| Matériau  | Inox, Plastique |
| <b>Domaine d'application</b>                      |                 |
| Traitement de la verrerie de laboratoire          | •               |
| <b>Dimensions et poids</b>                        |                 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)    | 11 7/16 (290)   |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)    | 4 1/16 (102)    |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) | 12 13/16 (324)  |
| Poids net en lb (kg)                              | 3 (0,92)        |
| Poids brut en lb (kg)                             | 3 (1,09)        |