


A 101

Panier supérieur

réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur chargement 160 +/- 30 mm, largeur 475 mm, prof. 443 mm
- Avec bras de lavage intégré

Code EAN: 4002516828143 / Numéro de matériel: 12645590 /
Ancien Numéro de matériel: 69610101D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs-désinfecteurs, pompiers et services de secours	•
Accessoires	
PG 8063	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Sécurité Safety]	•
PLW 8693 [Sécurité Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Panier supérieur	•
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
Traitement des appareils respiratoires	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	8 1/8 (206)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/4 (527)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	8 11/16 (220)

A 101

Panier supérieur

réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



Code EAN: 4002516828143 / Numéro de matériel: 12645590 /

Ancien Numéro de matériel: 69610101D

Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
--	---------------

Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
---	----------------

Poids net en lb (kg)	7 (3,03)
----------------------	----------

Poids brut en lb (kg)	9 (3,68)
-----------------------	----------