


A 103

Panier supérieur

pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur de chargement : 3 3/4 (95) in (mm), – largeur de chargement 505 mm, profondeur 472 mm
- Convient au traitement des compléments à mailles DIN
- Convient à d'autres applications à faible hauteur de charge
- Utilisable en association avec le chariot de chargement A 202
- Avec bras de lavage intégré


Code EAN: 4002516855040 / Numéro de matériel: 12664750 / Ancien Numéro de matériel: 69610302D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Sécurité Safety]	•
PLW 8693 [Sécurité Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	3 3/4 (95)
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	2
Compléments à mailles SPRI [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	5 1/4 (133)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 1/2 (545)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)

A 103

Panier supérieur

pour une prise en charge optimale des compléments.



Code EAN: 4002516855040 / Numéro de matériel: 12664750 /

Ancien Numéro de matériel: 69610302D

Poids net en lb (kg)

9 (4,18)

Poids brut en lb (kg)

10 (4,64)