


A 104

Panier supérieur

pour une prise en charge des instruments de MIC, d'arthroscopie et d'urologie.



- Côté droit pour la prise en charge de 11 instruments à cavité
- Longueur maximale des instruments raccordés : 430 mm
- Points de raccordement Luer-Lock suppl. pour instruments à cavité
- Côté gauche libre pour les compléments (dégagements max. H 310, I 240, P 455 mm)

Code EAN: 4002516854807 / Numéro de matériel: 12664810 / Ancien Numéro de matériel: 69610401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Panier pour les instruments CMI	•
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	1
Instruments avec lumen [nombre]	11
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	13 1/8 (332)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/4 (526)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	16 9/16 (420)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 (533)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	23 7/16 (594)
Poids net en lb (kg)	11 (4,86)
Poids brut en lb (kg)	15 (6,90)
Paquet d'accessoires	
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre]	2
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	2
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	1
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre]	1
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	1