


A 105/1

Panier supérieur

Réglable en hauteur, sans buses d'injection, pour accueillir divers instruments.



- Côté droit : 22 emplacements d'injecteurs
- Côté gauche pour accueillir des inserts
- #Séchage intérieur actif des pièces à main et des contre-angles
- Dimensions de chargement H 225 +/- 30, l 360, P 445 mm
- Tuyau de filtration A 800 compatible avec 2 barres à injection

Code EAN: 4002516854814 / Numéro de matériel: 12664820 /  
Ancien Numéro de matériel: 69610502D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Appareil de nettoyage, petit, dentaire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
<b>Capacité</b>	
Instruments rotatifs [nombre]	22
Instruments avec lumen [nombre]	22
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	8 (202)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	8 11/16 (220)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	11 (4,88)
Poids brut en lb (kg)	12 (5,57)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
A 838 Jeu de clés [nombre]	1