

A 846

Gicleur à injection

avec surface pour le nettoyage des flacons de laboratoire et ballons gradués.



- Pour les bouteilles de laboratoire jusqu'à 10 l et ballons gradués jusqu'à 6 l
- Longueur de la buse : 127 mm, longueur de la buse avec support : 158 mm
- Ø buse : 10 mm
- Convient pour les modules A 313 et A 612

Code EAN: 4002516855088 / Numéro de matériel: 12665100 / Ancien Numéro de matériel: 69684601D

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Caoutchouc, Plastique
Couleur	Acier inoxydable, Noir, Gris
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	6 1/4 (158)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	4 3/8 (110)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	4 3/8 (110)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	5 3/4 (145)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	10 7/16 (265)
Poids net en lb (kg)	1 (0,23)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,39)