

A 847

Gicleur à injection
avec surface pour le nettoyage des flacons Erlenmeyer.



- Pour les flacons Erlenmeyer jusqu'à 5 L
- Longueur buse : 127 mm
- Ø buse : 10 mm, Ø support : 142 mm
- Convient pour les modules A 313 et A 612

Code EAN: 4002516855101 / Numéro de matériel: 12665110 /
Ancien Numéro de matériel: 69684701D

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Acier inoxydable, Gris
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	9 13/16 (249)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	1 7/16 (35)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	2 13/16 (70)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	10 1/4 (260)
Poids net en lb (kg)	0 (0,13)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,23)