

A 861
Grille de retenue
pour modules à injection A 301/4 et A 301/5.



- Répartition : 3 x 6 champs
- Utilisable sur les modules à injection A 301/4 et A 301/5
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Fait partie du système SimpleLoad

Code EAN: 4002516854876 / Numéro de matériel: 12665440 /
Ancien Numéro de matériel: 69686101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	18
Largeur de compartiment en mm	2 15/16 (74)
Longueur de compartiment en mm	2 15/16 (74)
Fait partie du système SimpleLoad	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	13 13/16 (350)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	5 1/8 (130)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	10 1/16 (255)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	19 1/8 (485)
Poids net en lb (kg)	1 (0,59)
Poids brut en lb (kg)	2 (0,94)