


A 862
Grille de retenue
pour modules à injection A 302/2 et A 302/3.



- Répartition : 4 x 8 champs
- Utilisable sur les modules à injection A 302/2 et A 302/3
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Rilsanisé

Code EAN: 4002516854203 / Numéro de matériel: 12665480 /
Ancien Numéro de matériel: 69686201D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	32
Largeur de compartiment en mm	2 1/4 (56)
Longueur de compartiment en mm	2 1/16 (52)
Fait partie du système SimpleLoad	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 3/16 (30)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	13 13/16 (350)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	10 1/16 (255)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	18 5/16 (465)
Poids net en lb (kg)	1 (0,55)
Poids brut en lb (kg)	2 (0,81)